

# JOBST® Maternity Opaque

## Rajstopy uciskowe dla kobiet w ciąży

Zmiany hormonalne w trakcie ciąży powodują wzrost objętości krwi, podwyższenie ciśnienia i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Wspierają one rozwój dziecka, ale mogą równocześnie powodować bóle nóg i obrzęki kostek oraz zwiększać ryzyko wystąpienia żylaków. Dodatkowy ciężar wpływa także na stan więzadeł i zmęczenie mięśni.

Rajstopy uciskowe JOBST zwiększają ciśnienie krwi w tkance podskórnej, dzięki czemu pomagają zmniejszyć obrzęk nóg. Wspierają prawidłowe funkcjonowanie żył, co zapobiega zaleganiu krwi i puchnięciu nóg, a nawet pomagają łagodzić zawroty głowy i nudności. Zmniejszają także wystąpienie problemów żylnych w przyszłości. Wyjątkowo elastyczna część rajstop doskonale dopasowuje się do powiększającego się brzucha, zapewniając wygodę i odpowiednie podtrzymanie.



Elastyczne na brzuchu



Strefa wentylująca



Odprowadzające wilgoć



**Elastyczne na brzuchu**  
Wyjątkowo elastyczna strefa SoftFlex dopasowuje się do rosnącego brzucha



**Miękkie w dotyku**  
Mieszanka delikatnych dla skóry włókien



**Odprowadzające wilgoć**  
Specjalne włókna odprowadzają wilgoć, by utrzymać skórę w suchości przez cały dzień



**Strefa wentylująca**  
Specjalna, przepuszczająca powietrze strefa materiału w stopach zwiększa komfort noszenia





## Dla kogo

Dla kobiet z lekkimi i średnimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajączkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

## Kiedy stosować

Na co dzień.

## Kolory



naturalny



czarny

## Typy produktu




## Klasy ucisku

CCL 1: 18-21 mmHg

CCL 2: 23-32 mmHg



Produkty JOBST® Maternity Opaque są dostępne w 6 rozmiarach - pomóż swoim klientkom dobrać odpowiedni.



	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57 cm	45 - 62 cm	49 - 67 cm	53 - 72 cm	56 - 77 cm	60 - 81 cm
cD	27 - 33 cm	29 - 36 cm	32 - 39 cm	34 - 42 cm	36 - 45 cm	38 - 48 cm
cC	28 - 34 cm	30 - 37 cm	33 - 40 cm	35 - 43 cm	37 - 46 cm	39 - 49 cm
cB1	23 - 27 cm	24 - 29 cm	26 - 32 cm	29 - 35 cm	31 - 37 cm	33 - 39 cm
cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm

L K Petite: 65 - 75 cm / Regular: 75 - 85 cm